

WELLBOX – EEN CONSUMENTENAPARAAT VOOR THUISGEBRUIK – TERUGKOPPELING OVER HET GEBRUIK VAN HET WELLBOX®- APPARAAT VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN

Er zijn bij **LPG® SYSTEMS** meldingen binnengekomen over het gebruik van het **Wellbox®-apparaat** voor professionele doeleinden, met name voor therapeutische toepassingen door zorgverleners. **LPG® SYSTEMS** neemt nadrukkelijk afstand van dergelijke praktijken, die in strijd zijn met het strikte gebruiksdoel waarvoor het Wellbox®-apparaat is ontwikkeld: uitsluitend **thuisgebruik**, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.

LPG® SYSTEMS kan niet instemmen met het gebruik van het Wellbox®-apparaat voor professionele doeleinden, omdat dit risico's met zich meebrengt zoals weefschade en/of letsel bij kwetsbare patiënten of klanten. In dit verband wijst **LPG® SYSTEMS** iedere aansprakelijkheid af bij professioneel gebruik van het Wellbox®-apparaat, zowel op esthetisch als medisch gebied. Dergelijke risico's kunnen bovendien een aanzienlijke impact hebben op het imago van de **LPG®-groep**, die bekend staat om wetenschappelijk bewezen innovatie en door professionals wordt aanbevolen.

Daarnaast markeert de nieuwe Europese Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, die op **26 mei 2021** in werking trad, een belangrijke stapvoorwaarts in het verbeteren van de veiligheid van medische hulpmiddelen ten behoeve van patiënten. Deze regelgeving legt verplichtingen op voor het uitvoeren van klinische evaluaties, het transparant registreren van gemelde incidenten en het naleven van CE-markering. Deze eisen verhogen de veiligheid bij het gebruik van medische hulpmiddelen en bevorderen tegelijkertijd de toegang tot innovatieve oplossingen voor de behandeling van patiënten.

Deze regelgeving versterkt de positie van **LPG® SYSTEMS** met betrekking tot zowel haar medische als niet-medische hulpmiddelen en benadrukt het belang dat het bedrijf hecht aan veiligheid, betrouwbaarheid en innovatie.



HET WELLBOX®-APPARAAT

Het Wellbox®-apparaat biedt alle expertise van het merk LPG®, dat al meer dan 35 jaar wordt gewaardeerd in de professionele sector, en is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik.

Het compacte Wellbox®-apparaat werkt op een milde en natuurlijke manier in op de stimulatie van cellulaire activiteit (cellulaire stimulatie), om het lichaam en het gezicht thuis te verzorgen.

Lichaam: plaatselijke vetophopingen, cellulite, verslachte huid, zware benen.

Gezicht: rimpels, verslapping van de gelaatstreken, doffe huid, wallen en donkere kringen, dubbele kin.

In tegenstelling tot de professionele technologieën van de **Cellu M6®-en Mobilift M6®-apparaten**, die bedoeld zijn voor fysiotherapeuten en/of schoonheidsspecialisten, is het Wellbox®-apparaat uitgerust met kleinere behandelingskoppen die rechtstreeks op de blote huid kunnen worden gebruikt.

Aangezien het vermogen en de behandelingskamer in deze koppen uitsluitend zijn afgestemd op gebruik door consumenten (en niet voor professioneel gebruik), blijft de weefselopname beperkt.

Dit garandeert dat het gebruik van het Wellbox®-apparaat thuis door een niet-professionele gebruiker veilig is. Daardoor is het apparaat niet geschikt voor professioneel en/of therapeutisch gebruik (bijvoorbeeld voor de behandeling van verklevingen).

In tegenstelling tot het professionele **Cellu M6®-apparaat**, dat over talrijke instellingen beschikt, biedt het **Wellbox®-apparaat** slechts beperkte instelmogelijkheden voor de behandelingsmodus (sequentieel of continu) en de zuigkracht. Hierdoor kan de behandeling minder individueel worden afgestemd.

Tot slot is het Wellbox®-apparaat, in tegenstelling tot het Cellu M6®-apparaat, geen medisch hulpmiddel. Het beschikt dan ook niet over een therapeutisch protocol dat de correcte uitvoering van behandelingen garandeert, en er is geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar gebruik in een therapeutische context.

Daarom is het gebruik ervan in professionele centra niet toegestaan.

OVERZICHT VAN CONTRA-INDICATIES:

- Open wonden, recente of oude littekens, of een ernstige en/of progressieve aandoening
- Koorts, infecties, ontstekingen, acute huidaandoeningen, pijn of roodheid
- Epilepsie
- Stollingsstoornissen
- Hartproblemen
- Tintelingen in de ledematen
- Tijdens de zwangerschap: gebruik het apparaat niet op de buik en de onderrug
- Flebitis, spataderen of wanneer u minder dan 2 maanden geleden een ingreep aan de aderen heeft ondergaan
- Bij langdurig gebruik van medicatie (ontstekingsremmers, bloedverduuners, antibiotica en antihistaminica)
- Gezwollen of rood aangelopen zones

